




Feetinform Katalog: **Fräsrohlinge** **& Bezugsmaterial**


Stand 2025

FIF-Deluxe




Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil aus drei Komponenten in dunkelgrau/ blau. • In Schmiege gefertigt. • Kombination aus 3 Shorehärten: ◦ 5mm Grundfläche 40° Shore ◦ Ferse 50° Shore ◦ Mittelfuß 45° Shore	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: • 300mm • 330mm • 360mm	• Für Alltagsschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe. • Durch die drei Komponenten wird der physiologische Bewegungsablauf des Fußes unterstützt. • Stabiler Rückfuß für bessere Fersenführung. Weicherer Mittelfuß, um das natürliche Abrollen des Fußes zu führen. Weiche Lauffläche für die Entlastung des Vorfußes beim Abstoßen.

FIF-Control




Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil aus drei Komponenten in schwarz/ blau. • In Schmiege gefertigt. • Kombination aus 3 Shorehärten: ◦ 5mm Grundfläche 50° Shore ◦ Ferse 60° Shore ◦ Mittelfuß 45° Shore	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: • 300mm • 330mm • 360mm	• Für Alltagsschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe. • Baugleich mit FIF-Deluxe, aber insgesamt härter. • Für Personen mit stärkerer Belastung: ◦ ambitionierte Sportler, ◦ für einen dauerhaften Einsatz oder ◦ höheres Körpergewicht.

FIF-Diabetes rebu3



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil Diabetes (dünn)(Rebu 3in dunkelgrau/blau/ dunkelgrau. • In Schmiege gefertigt. • Kombination aus 4 Shorehärten: ◦ Grundfläche: 2 mm 50° Shore und 3 mm Rebuflex ◦ Ferse 50° Shore ◦ Mittelfuß 45° Shore	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: 360mm	• Für Alltagsschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe. • Baugleich mit FIF-Deluxe, aber mit einer Zusatzschicht für bessere Druckverteilung. • Speziell für Diabetiker- und Rheuma-Patienten, geeignet als Bettungseinlagen. • Sollten mindestens 4 mm Grundstärke haben.

FIF-Diabetes rebu10




Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil Diabetes (dick) Rebu 10 in dunkelgrau/ blau/ dunkelgrau. • In Schmiege gefertigt. • Kombination aus 4 Shorehärten: ◦ Grundfläche: 2 mm 50° Shore und 10 mm Rebuflex ◦ Ferse 50° Shore ◦ Mittelfuß 45° Shore	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 20mm Breite: 250mm Länge: 360mm	• Für Alltagsschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe. • Baugleich mit FIF-Deluxe, aber mit einer Zusatzschicht für bessere Druckverteilung. • Speziell für Diabetiker- und Rheuma-Patienten geeignet als Bettungseinlagen oder Entlastungseinlage. • Sollten mindestens 8 mm Grundstärke haben.

FIF Standard 45/40



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil aus zwei Komponenten. • In Schmiege gefertigt. • 5 mm Grundfläche in einer Shorehärte und Schmiege in einer anderen Shorehärte. • Shorehärten: Grundfläche/ Schmiege, 45°/ 40° Shore (blau/ hellgrau)	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: • 300mm • 330mm • 360mm	• Für Alltagsschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe. • Durch die 2 Komponenten wird der physiologische Bewegungsablauf des Fußes unterstützt. • Comfort-Einlage für Personen, die wenig Korrektur und Fußführung benötigen. • Für Einlagen mit weniger Rückstellkraft und weniger Belastung.

FIF Standard 40/60



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil aus zwei Komponenten. • In Schmiege gefertigt. • 5 mm Grundfläche in einer Shorehärte und Schmiege in einer anderen Shorehärte. • Shorehärten: Grundfläche/ Schmiege, 40°/ 60° Shore (hellgrau/ schwarz)	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: • 300mm • 330mm • 360mm	• Für Alltagsschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe. • Durch die 2 Komponenten wird der physiologische Bewegungsablauf des Fußes unterstützt. • Comfort-Einlage für Personen, die <u>sehr wenig</u> Korrektur und Fußführung benötigen. • Für Einlagen mit weniger Rückstellkraft und <u>höherer Belastung</u>.

FIF Standard 45/60



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil aus zwei Komponenten (blau/ schwarz). • In Schmiege gefertigt. • 5 mm Grundfläche in einer Shorehärte und Schmiege in einer anderen Shorehärte. • Shorehärten: Grundfläche/ Schmiege, 45°/ 60° Shore (blau/ schwarz)	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: • 300mm • 330mm • 360mm	• Für Alltagsschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe. • Baugleich mit FIF-Standard 45/40. <u>Unterschied</u>: härtere Lauffläche • Für Personen mit stärkerer Belastung, wie ◦ dauerhaftem Einsatz oder ◦ höherem Körpergewicht.

FIF Standard 50/40



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil aus zwei Komponenten. • In Schmiege gefertigt. • 5 mm Grundfläche in einer Shorehärte und Schmiege in einer anderen Shorehärte. • Shorehärten: Grundfläche/ Schmiege, 50°/ 40° Shore (dunkelgrau/ hellgrau)	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: • 300mm • 330mm • 360mm	• Für Alltagsschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe. • Durch die 2 Komponenten wird der physiologische Bewegungsablauf des Fußes unterstützt. • Comfort-Einlage für Personen, die <u>mehr Korrektur</u> und Fußführung bei ◦ dauerhaftem Einsatz oder ◦ höherem Körpergewicht benötigen. • Für Einlagen mit <u>mehr Rückstellkraft</u> und weniger Belastung.

FIF Economie 40



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil aus einer Komponente. • In Schmiege gefertigt. • Shorehärte: 40° Shore (hellgrau)	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: • 300mm • 330mm • 360mm	• Soft-Einlage, ideal für Alltags- und Hausschuhe.

FIF Economie 45





Beschreibung	Größe	Einsatz
• Fräskeil aus einer Komponente. • In Schmiege gefertigt. • Shorehärte: 45° Shore (blau)	Stärke: • Ferse 30mm • Vorfuß 10mm Breite: 250mm Länge: • 300mm • 330mm • 360mm	• Für Alltags- und Hausschuhe. • Soft-Einlage für Personen, die wenig Korrektur und Fußführung benötigen. • Für Einlagen mit weniger Rückstellkraft und weniger Belastung.

Mikrofaser in Lederoptik



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Ein Bezugsmaterial aus Mikrofaser in einer Lederoptik. • Farben: Schwarz, Anthrazit, Natur. • 100% Microfaser – frei von Chrom VI. Geprüft nach Oeko Tex Standard 100. • Umweltfreundlich und CO2-frei produziert.	Stärke: 0,8mm Rolle: 25m x 120mm	• Bezugsmaterial für Einlagen von Alltag- und Hausschuhe. • 100 % atmungsaktiv, nimmt das 8-fache seines Raumgewichtes an Feuchtigkeit auf. • Begünstigt einfaches Ein- und Aussteigen in den Schuh und bietet dennoch genügend Halt. • Sehr abriebfest, antimikrobiell, geruchsabweisend, hypoallergen, hochgradig rissfest, nährbar, schweißbeständig, weich und formbar, einfach verklebbar, hydrophil und waschbar (95 °C).

EVA2mm



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Eine Komponente EVA in Farben ◦ marmoriert blau/ grau ◦ marmoriert schwarz/ grau • Shorehärte: 40° Shore	Stärke: 2mm Größe: ca. 105 x 160-210mm	• Bezugsmaterial für Einlagen von Alltag-, Haus- und Sportschuhen. • Rutschhemmend und biete guten Halt im Schuh. • Schweißbeständig, weich und formbar, einfach verklebbar.

Weichpolstermaterial



Beschreibung	Größe	Einsatz
• Eine Komponente EVA • Shorehärte: 40° Shore	Stärke: 3,2mm Breite x Länge: 1.370 x 1.000mm	• Bezugsmaterial für Einlagen von Alltag- und Hausschuhen. • Speziell für Diabetiker- und Rheuma-Patienten geeignet.

Feetinform-Empfehlung

Blockgröße

- Länge 300 mm bis Schuhgröße 40
- Länge 330 mm von 41 bis 45
- Länge 360 mm ab Schuhgröße 46 • Bei „FIF-Diabetes“ Einheitsgröße 360 mm

Comfort Einlagen

- „FIF-Standard 45°/40°“ wenig Korrektur und Fuß-Führung, weniger Rückstellkraft und weniger Belastung
- „FIF-Standard 40°/60°“ sehr wenig Korrektur und Fuß-Führung, weniger Rückstellkraft und stärker Belastung
- „FIF-Standard 45°/60°“ wenig Korrektur und Fuß-Führung, weniger Rückstellkraft und stärkere Belastung
- „FIF-Standard 50°/40°“ mehr Korrektur und Fuß-Führung, mehr Rückstellkraft und weniger Belastung

Bezugsmaterial

- EVA für Alltag-, Hausschuhen und Sportschuhe
- Mikrofaser in Lederoptik für Alltag-, Hausschuhen
- Weichpolstermaterial für Diabetiker und Rheumatiker

Hochwertige 3 Komponenten Schuheinlage für Alltagschuhe, Hausschuhe und Sportschuhe

- „FIF-Deluxe“ für Personen mit normaler Belastung
- „FIF-Control“ für Personen mit stärkerer Belastung

Bei Rheuma oder Diabetes

- „FIF-Diabetes rebu3“ Bettungseinlagen bei Rheuma oder Diabetes
- „FIF-Diabetes rebu10“ Bettungseinlagen oder Entlastungseinlage bei Rheuma oder Diabetes

Soft-Einlagen

- „FIF-Economie 40°“ für Personen, die wenig Belastung haben und weniger Korrektur benötigen
- „FIF-Economie 45°“ für Personen, die normale Belastung haben und weniger Korrektur benötigen

Preisliste

Fräsblöcke/ Rohlinge

Bezeichnung	Preis pro Block Länge: 300mm, 330mm	Preis pro Block Länge: 360mm
FIF-Deluxe	13,08 €	14,52 €
FIF-Control	13,08 €	14,52 €
FIF-Diabetes rebu3	-	15,00 €
FIF-Diabetes rebu10	-	15,00 €
FIF Standard 45/40	11,04 €	12,48 €
FIF Standard 40/60	11,04 €	12,48 €
FIF Standard 45/60	11,04 €	12,48 €
FIF Standard 50/40	11,04 €	12,48 €
FIF Economie 40	9,96 €	11,40 €
FIF Economie 45	11,04 €	12,36 €
FIF Block-MIX-S (ab 100 Blocks)	13,08 €	13,08 €
FIF Block-MIX-C (ab 100 Blocks)	13,08 €	13,08 €

Bezugsmaterial

Bezeichnung	Farben	Preis
1 Rolle Mikrofaser in Lederoptik 25m x 120mm (für ca. 32 Paar)	3 Farben	82,80 €
1qm EVA 2mm (für ca. 11 Paar)	marmoriert blau/ grau marmoriert schwarz/ grau	19,08 €
Weichpolstermaterial 1.370 x 1.000 x 3,2 mm	mit schwarzem Lycra-Bezug kaschiert	138,00 €

Preisliste

FIF Block MIX-S (Sport/Aktiv)

Bezeichnung	Größe	Anteil
FIF-Deluxe	300	10%
FIF-Deluxe	330	15%
FIF-Deluxe	360	10%
FIF-Control	300	10%
FIF-Control	330	15%
FIF-Control	360	10%
FIF Standard 45/40	300	10%
FIF Standard 45/40	330	10%
FIF Standard 45/40	360	10%

FIF Block MIX-C (Comfort/Standard)

Bezeichnung	Größe	Anteil
FIF-Deluxe	300	15%
FIF-Deluxe	330	15%
FIF-Deluxe	360	10%
FIF Standard 45/40	300	15%
FIF Standard 45/40	330	15%
FIF Standard 45/40	360	10%
FIF Diabetes rebu3	360	10%
FIF Diabetes rebu10	360	10%

Sie haben Fragen zu unseren Blöcken und Bezugsmaterial oder wollen Zugang zum Online Shop erhalten?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung! Kontaktieren Sie uns er per E-Mail (info@feetinform.de) oder telefonisch unter der [0721 2040175](tel:07212040175).